


3-ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਿੰਕ

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।



1 ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ
ਭੋਜਨ ਹਟਾਓ
ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ
ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ।

2 ਧੋਵੋ
ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਗੜੋ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭੋਜਨ
ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ
ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

3 ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਵੋ
ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਵੋ। ਇਸ
ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਬਣ
ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

4 ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ
ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ
ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਘੋਲ ਵਿੱਚ
ਭਿਓ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਦਮ
ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।

5 ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ
ਸੁੱਕਾਓ
ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾ
ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾਓ।

ਬਲੀਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ:
ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ
ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਬਲੀਚ।
ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ:
ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।